

**ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА "Кубнет"**

**ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ  
"УЧЁТ ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ"**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СКАЧИВАНИЮ И  
УСТАНОВКЕ**

**ВЕРСИЯ 7.5**

**© КУБНЕТ**

---

## Оглавление □

<b>Глава 1</b>	<b>Технические условия для установки ПП "Учёт отбора проб для лабораторных исследований"</b>	<b>3</b>
<b>Глава 2</b>	<b>Порядок действий при скачивании и установке программы</b>	<b>4</b>

# 1. Технические условия для установки ПП "Учёт отбора проб для лабораторных исследований"

Для установки и функционирования ПП необходимо следующее:


- процессор не ниже Intel Core 3;
- объем оперативной памяти от 2048 Мб;
- накопитель HDD не менее 50.0 Гб;
- стандартная клавиатура (101 клавиша);
- монитор: размер - от 17 ", разрешение 1024-768;
- манипулятор типа «мышь»;
- принтер, обеспечивающий вывод данных в формате А4. Принтер матричный или лазерный может быть любой марки, локальным или сетевым с поддержкой загрузки шрифтов;
- операционная система Linux РЕД ОС, Astra Linux при установленном Wine не ниже 7 версии. Возможна работа на Microsoft Windows 2000/2003/XP /7/8/10;
- программа, позволяющая открывать документы "\*.xlsx"
- браузер Chrome, Firefox, Edge.

---


## 2. Порядок действий при скачивании и установке программы

ООО "КУБНЕТ" предоставляет организации ссылку на хранилище, где размещена программа "ИИС "Кубнет" ПП "Учёт отбора проб для лабораторных исследований":


1. После получения ссылки следует выделить её текст, затем кликнуть правой кнопкой мыши и указать "Копировать".




Вставить текст ссылки в поисковик. Для этого кликнуть правой кнопкой мышки и указать "Вставить".




Выбирать "Скачать".




2. Скаченную ссылку открыть двойным щелчком левой кнопки мыши.



После этого, зачастую появляется извещение системы безопасности Windows.




В Windows 11 возможно следующее предупреждение:




Укажите "Все равно установить"


3. После выполнения операций пункта 1 появится приветствие от мастера установки программы. Следует выбрать опцию "Далее".



4. Установка программы завершена. "Готово".



5. На "Рабочем столе" появился ярлык программы.



6. Далее для работы с программой следует руководствоваться рекомендациями документа "Инструкция по эксплуатации\_Учёт отбора проб для лабораторных исследований".